



ЭНДОАРТ®

СЕРИЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ЭНДОПРОТЕЗОВ
В РОССИИ





ЖИЗНЬ как ИСКУССТВО

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

ООО «ЭндоАрт» является дочерним подразделением холдинга «БСС» и занимается производством изделий медицинского назначения:

- Эндопротезы крупных суставов
- Костные винты
- Противоожоговые и раневые покрытия
- Производство кастомизированных имплантов



Локальное
производство
на территории РФ



Независимость
от зарубежных
поставок




Качество
мирового уровня



Быстрая
доставка

Ножка эндопротеза бесцементная

Размеры (все размеры указаны в мм)



Условные обозначения

NL	=	Высота
H	=	Длина
L	=	Офсет
W ₁ , W ₂	=	Ширина
M	=	Длина шейки

Endevia

Эндопротез тазобедренного сустава по ТУ 9438-003-56838784-2008, в исполнении: бесцементной фиксации без покрытия (ножка эндопротеза бесцементная из титанового сплава без покрытия)

Размер	Линейка	Артикул	Описание	M	NL	H	L	W ₁	W ₂
01	Endevia	52002.00	Ножка БЦФ бп, 01, TAV	23,75	32,8	130,0	102,0	23,8	9,6
0	Endevia	52002.01	Ножка БЦФ бп, 0, TAV	24,55	33,8	134,3	105,6	24,6	10,2
1	Endevia	52002.02	Ножка БЦФ бп, 1, TAV	25,45	35,0	138,8	109,1	25,4	10,8
2	Endevia	52002.03	Ножка БЦФ бп, 2, TAV	26,25	35,9	142,7	112,3	26,5	11,5
3	Endevia	52002.04	Ножка БЦФ бп, 3, TAV	27,15	37,1	147,3	115,9	27,2	12,0
4	Endevia	52002.05	Ножка БЦФ бп, 4, TAV	28,15	38,4	151,9	119,4	28,1	13,0
5	Endevia	52002.06	Ножка БЦФ бп, 5, TAV	29,05	39,5	156,6	123,2	29,2	13,7
6	Endevia	52002.07	Ножка БЦФ бп, 6, TAV	29,85	40,6	161,8	127,4	30,3	14,4
7	Endevia	52002.08	Ножка БЦФ бп, 7, TAV	31,05	42,2	167,2	131,5	31,4	15,6
8	Endevia	52002.09	Ножка БЦФ бп, 8, TAV	32,15	43,5	172,7	135,9	32,9	16,5
9	Endevia	52002.10	Ножка БЦФ бп, 9, TAV	33,35	45,2	178,8	140,5	34,3	17,7
10	Endevia	52002.11	Ножка БЦФ бп, 10, TAV	34,85	47,3	185,1	145,0	35,8	19,1
11	Endevia	52002.12	Ножка БЦФ бп, 11, TAV	35,95	48,5	191,6	150,7	37,2	20,0
12	Endevia	52002.13	Ножка БЦФ бп, 12, TAV	37,25	50,3	197,8	155,2	39,1	21,5


Условные обозначения: TAV (Ti6Al4V)

Конус: 12/14 мм

Шеечно-диафизарный угол (CCD): 131°

Ножка эндопротеза цементная

Размеры (все размеры указаны в мм)



Условные обозначения

- Size** = Размер
H = Высота
L = Длина
T = Офсет
M = Центр вращения

Ensia

Эндопротез тазобедренного сустава по ТУ 9438-003-56838784-2008, в исполнении: цементной фиксации (ножка эндопротеза цементная из нержавеющей стали)

Размер	Линейка	Артикул	Описание	Size	H	L	C	T
0	Ensia	51001.00	Ножка ЦФ, 0, N	6,25	136,7	117,4	6,4	32,3
1	Ensia	51001.01	Ножка ЦФ, 1, N	7,50	138,7	118,9	10,3	32,8
2	Ensia	51001.02	Ножка ЦФ, 2, N	8,75	141,2	120,8	14,7	33,3
3	Ensia	51001.03	Ножка ЦФ, 3, N	10,00	143,6	122,7	18,5	33,9
4	Ensia	51001.04	Ножка ЦФ, 4, N	11,25	146,1	124,2	14,3	34,9
5	Ensia	51001.05	Ножка ЦФ, 5, N	12,50	147,6	124,8	11,0	35,7
6	Ensia	51001.06	Ножка ЦФ, 6, N	13,75	151,1	127,7	14,1	36,4
7	Ensia	51001.07	Ножка ЦФ, 7, N	15,00	153,6	129,5	17,0	37,0
8	Ensia	51001.08	Ножка ЦФ, 8, N	16,25	155,7	131,5	26,8	37,2
9	Ensia	51001.09	Ножка ЦФ, 9, N	17,50	158,5	133,3	23,4	38,2

Условные обозначения: N (Нержавеющая сталь)

Конус: 12/14 мм

Шеечно-диафизарный угол (CCD): 135°

NL (длина шейки) = 33,6

Головка эндопротеза тазобедренного сустава



Эндопротез тазобедренного сустава по ТУ 9438-003-56838784-2008, в исполнениях: бесцементной фиксации без покрытия/бесцементной фиксации с пористым покрытием/цементной фиксации (головка из кобальт-хром-молибденового сплава)

Внешний диаметр	Артикул	Описание	Размер	Длина шейки, мм
28	57001.00	Головка, 12/14, 28 S, CoCrMo	S	-4
28	57001.01	Головка, 12/14, 28 M, CoCrMo	M	0
28	57001.02	Головка, 12/14, 28 L, CoCrMo	L	+4
28	57001.03	Головка, 12/14, 28 XL, CoCrMo	XL	+7
28	57001.04	Головка, 12/14, 28 XXL, CoCrMo	XXL	+10,5
32	57001.05	Головка, 12/14, 32 S, CoCrMo	S	-4
32	57001.06	Головка, 12/14, 32 M, CoCrMo	M	0
32	57001.07	Головка, 12/14, 32 L, CoCrMo	L	+4
32	57001.08	Головка, 12/14, 32 XL, CoCrMo	XL	+7
32	57001.09	Головка, 12/14, 32 XXL, CoCrMo	XXL	+10,5

Эндопротез тазобедренного сустава по ТУ 9438-003-56838784-2008, в исполнениях: бесцементной фиксации без покрытия/бесцементной фиксации с пористым покрытием/цементной фиксации (головка из нержавеющей стали)

Внешний диаметр	Артикул	Описание	Размер	Длина шейки, мм
28	57001.20	Головка, 12/14, 28 S, N	S	-4
28	57001.21	Головка, 12/14, 28 M, N	M	0
28	57001.22	Головка, 12/14, 28 L, N	L	+4
28	57001.23	Головка, 12/14, 28 XL, N	XL	+7
28	57001.24	Головка, 12/14, 28 XXL, N	XXL	+10,5
32	57001.25	Головка, 12/14, 32 S, N	S	-4
32	57001.26	Головка, 12/14, 32 M, N	M	0
32	57001.27	Головка, 12/14, 32 L, N	L	+4
32	57001.28	Головка, 12/14, 32 XL, N	XL	+7
32	57001.29	Головка, 12/14, 32 XXL, N	XXL	+10,5

Материал: CoCrMo (Кобальт-хром-молебден)/N (Нержавеющая сталь)
Конус: 12/14 мм

Ацетабулярный компонент (чашка и вкладыш)



Endevia

Эндопротез тазобедренного сустава по ТУ 9438-003-56838784-2008,
в исполнении: бесцементной фиксации с пористым покрытием (вертлужная впадина
(чашка) из титанового сплава с пористым покрытием из титанового сплава)

Материал: TAV (Ti6Al4V)

Размер	Линейка	Артикул	Описание
46 A	Endevia	55001.00	Чашка БЦФ бп, 46 A, TAV
48 A	Endevia	55001.01	Чашка БЦФ бп, 48 A, TAV
50 B	Endevia	55001.02	Чашка БЦФ бп, 50 B, TAV
52 B	Endevia	55001.03	Чашка БЦФ бп, 52 B, TAV
54 C	Endevia	55001.04	Чашка БЦФ бп, 54 C, TAV
56 C	Endevia	55001.05	Чашка БЦФ бп, 56 C, TAV
58 D	Endevia	55001.06	Чашка БЦФ бп, 58 D, TAV
60 D	Endevia	55001.07	Чашка БЦФ бп, 60 D, TAV
62 E	Endevia	55001.08	Чашка БЦФ бп, 62 E, TAV
64 E	Endevia	55001.09	Чашка БЦФ бп, 64 E, TAV

Эндопротез тазобедренного сустава по ТУ 9438-003-56838784-2008,
в исполнении: бесцементной фиксации с пористым покрытием (вкладыш
из сверхвысокомолекулярного полиэтилена)

Материал: СВМПЭ (Сверхвысокомолекулярный полиэтилен)

Размер	Линейка	Артикул	Описание
28 A	Endevia	56001.00	Вкладыш БЦФ п, 28 A, СВМПЭ
28 B	Endevia	56001.01	Вкладыш БЦФ п, 28 B, СВМПЭ
28 C	Endevia	56001.02	Вкладыш БЦФ п, 28 C, СВМПЭ
28 D	Endevia	56001.03	Вкладыш БЦФ п, 28 D, СВМПЭ
28 E	Endevia	56001.04	Вкладыш БЦФ п, 28 E, СВМПЭ
32 C	Endevia	56001.05	Вкладыш БЦФ п, 32 C, СВМПЭ
32 D	Endevia	56001.06	Вкладыш БЦФ п, 32 D, СВМПЭ
32 E	Endevia	56001.07	Вкладыш БЦФ п, 32 E, СВМПЭ

Вертлужная впадина (чашка)



Ensia

Эндопротез тазобедренного сустава по ТУ 9438-003-56838784-2008, в исполнении:
цементной фиксации (вертлужная впадина (чашка) из сверхвысокомолекулярного полиэтилена)

Материал: СВМПЭ (Сверхвысокомолекулярный полиэтилен)

Размер	Линейка	Артикул	Описание
44/28	Ensia	54002.00	Чашка ЦФ, 44/28, СВМПЭ
46/28	Ensia	54002.01	Чашка ЦФ, 46/28, СВМПЭ
48/28	Ensia	54002.02	Чашка ЦФ, 48/28, СВМПЭ
50/28	Ensia	54002.03	Чашка ЦФ, 50/28, СВМПЭ
52/28	Ensia	54002.04	Чашка ЦФ, 52/28, СВМПЭ
54/28	Ensia	54002.05	Чашка ЦФ, 54/28, СВМПЭ
56/28	Ensia	54002.06	Чашка ЦФ, 56/28, СВМПЭ
58/28	Ensia	54002.07	Чашка ЦФ, 58/28, СВМПЭ
60/28	Ensia	54002.08	Чашка ЦФ, 60/28, СВМПЭ
62/28	Ensia	54002.09	Чашка ЦФ, 62/28, СВМПЭ
64/28	Ensia	54002.10	Чашка ЦФ, 64/28, СВМПЭ
46/32	Ensia	54002.12	Чашка ЦФ, 46/32, СВМПЭ
48/32	Ensia	54002.13	Чашка ЦФ, 48/32, СВМПЭ
50/32	Ensia	54002.14	Чашка ЦФ, 50/32, СВМПЭ
52/32	Ensia	54002.15	Чашка ЦФ, 52/32, СВМПЭ
54/32	Ensia	54002.16	Чашка ЦФ, 54/32, СВМПЭ
56/32	Ensia	54002.17	Чашка ЦФ, 56/32, СВМПЭ
58/32	Ensia	54002.18	Чашка ЦФ, 58/32, СВМПЭ
60/32	Ensia	54002.19	Чашка ЦФ, 60/32, СВМПЭ
62/32	Ensia	54002.20	Чашка ЦФ, 62/32, СВМПЭ
64/32	Ensia	54002.21	Чашка ЦФ, 64/32, СВМПЭ



Общество с ограниченной
ответственностью «ЭндоАрт»



197375, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова,
д. 28, к. 2

+7 (812) 779-14-49
info@endoprotez.ru
endoprotez.ru

